

## Anticorpo Monoclonal Apc Anti-Mouse Cd49F Para Fc - Q61739

Número do item: CM0008259

### introdução

Anticorpo monoclonal de rato contra CD49f de rato, conjugado com APC, adequado para citometria de fluxo (FC). Reconhece a integrina alfa-6 (Q61739) de rato e humana. Ideal para estudar a adesão celular e a função do recetor de laminina.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro              | Valor                                        |
|------------------------|----------------------------------------------|
| Nome do Produto        | APC Rato anti-Mouse CD49f mAb                |
| Observações/Pseudônimo | Cd49f; VLA-6; 5033401O05Rik                  |
| Espécie                | Rato                                         |
| GeneID (Humano)        | 3655                                         |
| GeneID                 | 16403                                        |
| Imunogénio             | Peptídeo sintético derivado de CD49f de rato |
| Fonte                  | Rato                                         |
| Categoria              | Anticorpos Monoclonais                       |
| Aplicação              | FC                                           |
| Reatividade Cruzada    | Rato, Humano                                 |
| SWISS                  | Q61739                                       |
| Peso Proteico          | 122 kDa                                      |
| Envio                  | Saco de gelo                                 |