

Anticorpo Monoclonal Apc Anti-Tcr γ/δ De Camundongo - Tcr γ/δ

Número do item: CM0010744

introdução

Anticorpo monoclonal conjugado com APC direcionado ao TCR γ/δ de camundongo, obtido de hamster armênio. Desenvolvido para aplicações em citometria de fluxo (FC), específico para o receptor de célula T gama/delta de camundongo. Ideal para imunofenotipagem e pesquisa diagnóstica.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb APC anti-TCR γ/δ de Camundongo
Observações / Apelidos	Tcrdelta; TCRGV1S1; TCRGV2S1; TCRGV3S1; TCRGV5S3
Espécie	Camundongo
ID do Gene	110066 / 110067
Imunógeno	Proteína recombinante do TCR γ/δ de camundongo
Origem	Hamster Armênio
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Camundongo
Transporte	Bolsa de gelo