


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Cd223/Lag-3 Conjugado Com Apc Para Citometria De Fluxo - P18627

Número do item: CM0012162



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com APC que visa CD223/LAG-3 humano para citometria de fluxo. LAG-3 é um receptor de ponto de controle imunológico que regula a atividade das células T. Adequado para pesquisa em imuno-oncologia e desenvolvimento de ensaios diagnósticos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	APC Coelho anti-Humano CD223/LAG-3 mAb
Observações/Alias	CD223
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	3902
ID do Gene	3902
Imunógeno	Proteína recombinante: proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 23-430 de LAG3 humano (NP_002277.4)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P18627
Peso da Proteína	57 kDa
Envio	Saco de gelo