


Anticorpo Monoclonal Anti-Siglec-7/Cd328 Conjugado Com Apc (Coelho) Para Citometria De Fluxo - Q9Y286

Número do item: CM0012594



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com APC, direcionado contra a Siglec-7 humana (CD328, AIRM1). Validado para citometria de fluxo (FC). Adequado para estudos de inibição de células natural killer e de receptores imunes.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	mAb de coelho anti-Siglec-7/CD328 humano conjugado com APC
Observações/aliás	p75; QA79; AIRM1; CD328; AIRM-1; CDw328; D-siglec; SIGLEC-7; SIGLECP2; SIGLEC19P; p75/AIRM1
Espécie	Humana
GeneID (humano)	27036
GeneID	27036
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 18-144 da Siglec-7/CD328 humana (NP_055200.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade cruzada	Humana
SWISS	Q9Y286
Peso da proteína	51 kDa
Envio	Bolsa de gelo