


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Humano Cd30 Conjugado Com Apc Para Citometria De Fluxo - P28908

Número do item: CM0011903



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com APC contra CD30 humano (TNFRSF8, antígeno Ki-1). Adequado para análise de citometria de fluxo da expressão de CD30 em pesquisa de linfoma e linfócitos ativados.

[Saiba mais](#)

Nome do Produto	mAb de Coelho Anti-Humano CD30 APC
Observações/Alíase	CD30; Ki-1; D1S166E
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	943
GeneID	943
Imunogénio	Proteína recombinante; Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 19-379 do CD30 humano (NP_001234.3).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	CF (Citometria de Fluxo)
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P28908
Peso Proteico	14kDa/50kDa/63kDa
Envio	Saco de gelo