


Anticorpo Monoclonal Cojugado A Apc De Coelho Anti-Humano Cd301/Clec10A Para Citometria De Fluxo - Q8Iun9

Número do item: CM0012453



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado a APC específico para CD301/CLEC10A humano, validado para citometria de fluxo. Reconhece glicanos terminados em GalNAc em células dendríticas, adequado para pesquisa em imunologia e câncer.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb APC de coelho anti-Humano CD301/CLEC10A
Observações/Apelidos	HML; MGL; HML2; CD301; CLECSF13; CLECSF14
Espécie	Humano
GeneID (humano)	10462
GeneID	10462
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 61-316 de CD301/CLEC10A humano (NP_878910.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	CF
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q8IUN9
Peso da Proteína	28kDa/32kDa/35kD
Envio	Bolsa de gelo