

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Humano Cd3E Conjugado A Apc Para Citometria De Fluxo Intracelular - P07766

Número do item: CM0004151



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado a APC direcionado à cadeia épsilon do CD3 humano (CD3E), validado para citometria de fluxo intracelular. Ideal para pesquisa de ativação de células T e resposta imune. Reage com humano. Corresponde ao UniProt P07766.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb de Coelho APC Anti-Humano cCD3
Observações/Apelido	T3E; TCRE; IMD18; CD3épsilon
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	916
GeneID	916
Imunógeno	Peptídeo sintético
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC (intra)
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P07766
Peso Proteico	23kDa
Envio	Saco de gelo