


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Humano Cd62L/L-Selectina Conjugado Com Apc Para Citometria De Fluxo - P14151

Número do item: CM0012805



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho anti-humano CD62L/L-selectina (SELL) conjugado com APC. Desenvolvido para citometria de fluxo (FC) para detectar a L-selectina, uma molécula de adesão celular que medeia a ancoragem e o rolamento de leucócitos. Adequado para amostras humanas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	mAb de coelho anti-humano CD62L/L-selectina conjugado com APC
Observações/alias	TQ1; LAM1; LEU8; LNHR; LSEL; CD62L; LYAM1; PLNHR; LECAM1
Espécie	Humana
GeneID (humano)	6402
GeneID	6402
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 39-332 da CD62L/L-selectina humana (NP_000646.3).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade cruzada	Humana
SWISS	P14151
Peso da proteína	42 kDa
Transporte	Bolsa de gelo