


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Foxp3 De Camundongo Conjugado A Apc Para Citometria De Fluxo (Intracelular) - Q99Jb6

Número do item: CM0012414



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado a APC contra Foxp3 de camundongo (scurfin), validado para citometria de fluxo intracelular (FC intra). Detecta a proteína Foxp3 de camundongo com ~47kDa. Ideal para estudar o desenvolvimento de células T reguladoras (Treg) e a homeostase imunológica.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb de Coelho Anti-Foxp3 de Camundongo APC
Observações/Apêndice	sf; JM2; scurfín
Espécie	Camundongo
GeneID (Humano)	50943
GeneID (Camundongo)	20371
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 do Foxp3 de camundongo (NP_473380.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC (intra)
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	Q99JB6
Peso Proteico	47kDa
Envio	Saco de gelo