

Anticorpo Monoclonal De Camundongo Anti-Cd11B Humano Conjugado Com Apc Para Fc - P11215

Número do item: CM0011721



introdução

Anticorpo monoclonal de camundongo conjugado com APC direcionado ao CD11b humano (ITGAM, MAC-1). Validado para citometria de fluxo, específico para humanos. Peso molecular de 127 kDa. Para pesquisas em imunologia e imunidade inata.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	mAb de camundongo anti-CD11b humano conjugado com APC
Observações/Alcunhas	CR3A; MO1A; CD11B; MAC-1; MAC1A; SLEB6
Espécie	Humano
ID do gene	3684
Imunógeno	Proteína recombinante de CD11b humano
Origem	Camundongo
Categoria	Anticorpos monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade cruzada	Humano
SWISS	P11215
Peso da proteína	127 kDa
Transporte	Bolsa de gelo