

Anticorpo Monoclonal De Camundongo Anti-Cd11B Humano Conjugado A Apc Para Citometria De Fluxo - P11215

Número do item: CM0008220



introdução

Anticorpo monoclonal de camundongo conjugado a APC direcionado ao CD11b humano (Integrina alfa-M) validado para citometria de fluxo. Ideal para estudos de imunidade inata, adesão celular e neutrófilos/monócitos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal de Camundongo Anti-CD11b Humano Conjugado a APC
Observações/Apelido	CR3A; MO1A; CD11B; MAC-1; MAC1A; SLEB6
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	3684
GeneID	3684
Imunógeno	Peptídeo sintético / Um peptídeo sintetizado derivado do CD11b humano.
Fonte	Camundongo
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	CF
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P11215
Peso Proteico	127kDa
Envio	Saco de gelo