

Anticorpo Monoclonal De Camundongo Anti-Cd11C Humano Conjugado A Apc Para Citometria De Fluxo - P20702

Número do item: CM0010354



introdução

Anticorpo monoclonal de camundongo conjugado a APC direcionado ao CD11c humano (ITGAX) para citometria de fluxo. Reage com a integrina alfa-X de monócitos e granulócitos humanos, adequado para pesquisa de resposta inflamatória e adesão.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal de Camundongo Anti-CD11c Humano Conjugado a APC
Observações/Apêndice	CD11C; SLEB6
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	3687
GeneID	3687
Imunógeno	Proteína recombinante de CD11c humano.
Fonte	Camundongo
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	CF (Citometria de Fluxo)
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P20702
Peso Molecular da Proteína	128kDa
Envio	Em saco de gelo