

Anticorpo Monoclonal Apc De Camundongo Anti-Cd1A Humano Para Citometria De Fluxo - P06126

Número do item: CM0012327



introdução

Anticorpo monoclonal APC de camundongo anti-CD1a humano desenvolvido para citometria de fluxo. Detecta CD1a, uma proteína apresentadora de antígenos presente em células T, células dendríticas e células de Langerhans. Reage com humanos. Conta com o suporte do fornecimento abrangente de matérias-primas para IVD da CamelBio.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	mAb APC de camundongo anti-CD1a humano
Observações/alias	R4; T6; CD1; FCB6; HTA1
Espécie	Humano
ID do gene (humano)	909
ID do gene	909
Imunógeno	Peptídeo sintético Um peptídeo sintetizado derivado do CD1a humano.
Origem	Camundongo
Categoria	Anticorpos monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade cruzada	Humano
SWISS	P06126
Peso da proteína	37 kDa
Envio	Bolsa de gelo