

Anticorpo Monoclonal De Camundongo Anti-Cd3 Humano Conjugado Com Apc Para Citometria De Fluxo - P07766

Número do item: CM0012148



introdução

Anticorpo monoclonal de camundongo contra a cadeia epsilon do CD3 humano, conjugado com APC e validado para citometria de fluxo. Específico para o receptor de superfície das células T, com peso molecular previsto de 23 kDa. Ideal para perfil imunológico, ativação de células T e estudos de sinalização.

[Saiba mais](#)

Especificação	Detalhes
Nome do produto	mAb de camundongo anti-CD3 humano conjugado com APC
Observações/Apelido	T3E; TCRE; IMD18; CD3epsilon
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	916
GeneID	916
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína recombinante do CD3 humano.
Fonte	Camundongo
Categoria	Anticorpos monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade cruzada	Humano
SWISS	P07766
Peso da proteína	23 kDa
Envio	Bolsa de gelo