

Anticorpo Monoclonal De Apc Anti-Humano Cd42A (Gpix) De Camundongo Para Citometria De Fluxo - P14770

Número do item: CM0003995



introdução

Anticorpo monoclonal de camundongo conjugado com APC que visa o CD42a humano (GPIX/GP9), validado para citometria de fluxo. Específico para a subunidade glicoproteína IX de plaquetas do complexo GPIb-V-IX. Adequado para pesquisas sobre hemostasia, adesão plaquetária e síndrome de Bernard-Soulier.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	APC Camundongo anti-Humano CD42a mAb
Observações/Apelido	GPIX; CD42a
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	2815
GeneID	2815
Imunógeno	Proteína recombinante de CD42a humano
Fonte	Camundongo
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P14770
Peso da Proteína	19kDa
Envio	Saco com gelo