

## Apc Mouse Anti-Human Cd45Ro Monoclonal Antibody For Fc - P08575

Número do item: CM0012040



### introdução

Anticorpo monoclonal de rato conjugado com APC específico para CD45RO humano, uma isoforma do antígeno comum de leucócitos PTPRC. Adequado para citometria de fluxo (FC) em estudos de ativação de células T e perfilagem imune.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro           | Valor                                                                  |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto     | APC Mouse anti-Human CD45RO mAb                                        |
| Observações/Apelido | LCA; LY5; B220; CD45; L-CA; T200; CD45R; GP180; IMD105                 |
| Espécie             | Humano                                                                 |
| ID do Gene (Humano) | 5788                                                                   |
| ID do Gene          | 5788                                                                   |
| Imunogénio          | Peptídeo sintético   Um peptídeo sintetizado derivado de CD45RO Humano |
| Fonte               | Rato                                                                   |
| Categoria           | Anticorpos Monoclonais                                                 |
| Aplicação           | FC                                                                     |
| Reatividade Cruzada | Humano                                                                 |
| SWISS               | P08575                                                                 |
| Peso Proteico       | 136kDa                                                                 |
| Envio               | Saco de gelo                                                           |