

Anticorpo Monoclonal Apc De Camundongo Anti-Humano Cd56 Para Fc - P13591

Número do item: CM0012255



introdução

Anticorpo monoclonal de camundongo conjugado com APC direcionado ao CD56 humano (NCAM1), validado para citometria de fluxo. Adequado para estudar adesão de células neurais, mecanismos de entrada viral e biologia de células NK. Reage com isoformas proteicas humanas que variam de 40 a 95 kDa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb APC de Camundongo anti-Humano CD56
Observações/Alias	CD56; NCAM; MSK39
Espécie	Humano
ID do Gene	4684
Imunógeno	Peptídeo sintético derivado do CD56 humano
Origem	Camundongo
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P13591
Peso da Proteína	40kDa/73kDa/80kDa/83kDa/93kDa/95kDa
Envio	Bolsa de gelo