

Apc Mouse Anti-Human Cd62P/P-Selectin Mab - P16109

Número do item: CM0012323



introdução

Anticorpo monoclonal de camundongo conjugado com APC que visa o CD62P/P-selectina humana. Validado para citometria de fluxo, adequado para estudar o rolamento de leucócitos, adesão celular e inflamação em modelos endoteliais e plaquetários.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	APC Mouse anti-Human CD62P/P-selectin mAb
Observações/Apelido	CD62; GRMP; PSEL; CD62P; GMP140; LECAM3; PADGEM
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	6403
GeneID	6403
Imunógeno	Proteína recombinante de CD62P/P-selectina humana.
Fonte	Camundongo
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P16109
Peso da Proteína	91kDa
Envio	Saco de gelo