

Anticorpo Monoclonal De Rato Anti-Tcr A/B Humano Conjugado A Apc Para Fc - P01848

Número do item: CM0004324



introdução

Anticorpo monoclonal de rato conjugado a APC direcionado à região constante da cadeia alfa do TCR humano (TRAC). Validado para detecção de células T humanas TCR α/β + por citometria de fluxo (FC). Ideal para imunofenotipagem e estudos do receptor de células T.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal de Rato Anti-TCR α/β Humano Conjugado a APC
Observações/Apelido	IMD7; TCRA; TRA@
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	6955
ID do Gene	6955
Imunógeno	Proteína recombinante de TCR α/β humano
Fonte	Rato
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P01848
Peso Proteico	16kDa
Envio	Saco de gelo