

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Ddddk-Tag Conjugado A Apc - Tag Ddddk

Número do item: CM0005907

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado a APC contra a tag DDDDK, adequado para citometria de fluxo (FC), incluindo coloração intracelular. A reatividade cruzada independente de espécie garante ampla utilidade na detecção e aplicações de pesquisa de proteínas marcadas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Detalhes
Nome do Produto	Anticorpo monoclonal de coelho anti-DDDDK-Tag APC
Observações/Apelido	DDDDK; Tag DDDDK; DDDDK-tag
Espécie	Humano
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente à tag DDDDK
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC, FC (intra)
Reatividade Cruzada	Independente de espécie
Envio	Saco de gelo