

Anticorpo Monoclonal De Co Anti-Igg De Cabra (Fc) Fragmento Conjugado Com Apc

Número do item: CM0012313

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com APC específico para o fragmento Fc de IgG de cabra. Validado para aplicações de citometria de fluxo (FC). Permite a detecção de imunoglobulinas de cabra em imunoenaios multiplexados e pesquisas diagnósticas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb de Co Anti-IgG de Cabra (Fc) fragmento conjugado com APC
Espécie	Cabra
Imunogénio	Proteína recombinante do fragmento Fc de IgG de cabra
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Cabra
Envio	Saco de gelo