


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Annexina A1/Anxa1 Humana Conjugado A Apc Para Fc - P04083

Número do item: CM0008806



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado a APC direcionado à Annexina A1/ANXA1 humana. Projetado para aplicações de citometria de fluxo com amostras humanas. A Annexina A1 é uma proteína de ligação a fosfolipídios dependente de cálcio envolvida em respostas anti-inflamatórias, diferenciação de células T e fagocitose.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo monoclonal de coelho anti-Annexina A1/ANXA1 Humana conjugado a APC
Observações/Apelido	ANX1; LPC1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	301
ID do Gene	301
Imunogênio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 2-346 da Annexina A1/ANXA1 humana (NP_000691.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P04083
Peso Proteico	39 kDa
Envio	Em saco de gelo