

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Humano Cd10 Conjugado Com Apc Para Citometria De Fluxo - P08473

Número do item: CM0008036



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com APC direcionado a CD10 humano (CALLA/neprililina) para citometria de fluxo. Reconhece a metaloprotease codificada por MME envolvida na degradação de peptídeos opióides e FAN. Validado em amostras humanas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb Anti-Humano CD10 de Coelho conjugado com APC
Observações/Alias	NEP; SFE; CD10; CALLA; CMT2T; SCA43
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	4311
ID do Gene	4311
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 52-750 do CD10 humano (NP_000893.2).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC (Citometria de Fluxo)
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P08473
Peso da Proteína	86kDa
Transporte	Saco de gelo