

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Humano Cd117/C-Kit Conjugado Com Apc Para Fc - P10721

Número do item: CM0008159



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com APC contra CD117/c-Kit humano (P10721) para citometria de fluxo. Este receptor tirosina quinase de 110kDa é essencial para hematopoiese, manutenção de células-tronco e desenvolvimento de mastócitos. Adequado para aplicações de pesquisa IVD.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb de Coelho anti-Humano CD117/c-Kit conjugado com APC
Observações/Apelido	PBT; SCFR; C-Kit; CD117; MASTC
Espécie	Humano
GeneID	3815
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 26-520 do CD117/c-Kit humano (NP_000213.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P10721
Peso da Proteína	110kDa
Envio	Saco com gelo