

Anticorpo Monoclonal Anti-Cd11A Humano De Coelho Com Apc Para Fc - P20701

Número do item: CM0004467



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com APC direcionado a CD11a humana (Integrina alfa-L, LFA-1) para citometria de fluxo. Adequado para estudo de adesão leucocitária, migração e formação de sinapse imune.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb Anti-CD11a Humano de Coelho com APC
Observações/Alias	CD11A; LFA-1; LFA1A
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	3683
ID do Gene	3683
Imunogênio	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 26-340 da CD11a humana (NP_002200.2).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P20701
Peso Proteico	118kDa/129kDa/134kDa
Envio	Bolsa de gelo