


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Humano Cd123 Conjugado Com Apc Para Citometria De Fluxo - P26951

Número do item: CM0008182



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com APC direcionado ao CD123 humano (IL-3R α) para citometria de fluxo (FC). Adequado para pesquisa hematopoética; reconhece o CD123 humano com um peso proteico de ~43 kDa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	APC Coelho anti-Humano CD123 mAb
Observações/Apelido	IL3R; CD123; IL3RX; IL3RY; IL3RAY; hIL-3Ra; IL-3R-alpha
Espécie	Humano
ID do Gene	3563
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-378 do CD123 humano (NP_002174.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P26951
Peso da Proteína	43 kDa
Envio	Saco de gelo