

## Anticorpo Monoclonal Apc Coelho Anti-Humano Cd153 Para Fc - P32971

Número do item: CM0012385

### introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com APC direcionado ao CD153 humano (CD30L, TNFSF8). Reconhece o CD153 humano, validado para citometria de fluxo. Adequado para pesquisa de proliferação de linfócitos T e interação CD30/CD153.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro           | Valor                                                                                                                                            |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto     | APC Coelho anti-Humano CD153 mAb                                                                                                                 |
| Observações/Alias   | CD153; CD30L; CD30LG; TNLG3A                                                                                                                     |
| Espécie             | Humano                                                                                                                                           |
| GeneID (humano)     | 944                                                                                                                                              |
| GeneID              | 944                                                                                                                                              |
| Imunógeno           | Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 63-234 do CD153 humano (NP_001235.1). |
| Origem              | Coelho                                                                                                                                           |
| Categoria           | Anticorpos Monoclonais                                                                                                                           |
| Aplicação           | FC                                                                                                                                               |
| Reatividade Cruzada | Humano                                                                                                                                           |
| SWISS               | P32971                                                                                                                                           |
| Peso Proteico       | 26kDa                                                                                                                                            |
| Transporte          | Saco de gelo                                                                                                                                     |