

Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Humano Cd161 Conjugado A Apc Para Fc - Q12918

Número do item: CM0004561



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado a APC contra o CD161 humano (KLRB1).
Imunógeno recombinante derivado dos aminoácidos 67-225. Validado para citometria de fluxo. Adequado para estudos de imunofenotipagem de células NK e linfócitos T.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb APC Coelho anti-Humano CD161
Observações/Alias	NKR; CD161; CLEC5B; NKR-P1; NKR-P1A; hNKR-P1A
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	3820
ID do Gene	3820
Imunógeno	Proteína recombinante; proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 67-225 do CD161 humano (NP_002249.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q12918
Peso da Proteína	25kDa
Envio	Bolsa de gelo