

Anticorpo Monoclonal Anti-Humano Cd162/Psgl-1 De Coelho Apc Para Citometria De Fluxo - Q14242

Número do item: CM0008579



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com APC contra o CD162/PSGL-1 humano (ligante glicoprotéico de P-selectina 1), validado para citometria de fluxo. Adequado para estudos de rolamento de leucócitos, adesão e pesquisa em inflamação.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anti-CD162/PSGL-1 Humano mAb de Coelho APC
Observações/Alias	CLA; CD162; PSGL1; PSGL-1
Espécie	Humano
ID do Gene	6404
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 42-295 do CD162/PSGL-1 Humano (NP_002997.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q14242
Transporte	Bolsa de gelo