

Anticorpo Monoclonal De Coelho Apc Anti-Humano Cd172A/Sirpα Para Citometria De Fluxo - P78324

Número do item: CM0012715



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado a APC contra CD172a/SIRPα humano, validado para citometria de fluxo. Direciona-se ao domínio extracelular; adequado para análise de células vivas da expressão de SIRPα em células mieloides. Ideal para pesquisa imunológica e desenvolvimento de diagnósticos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal de Coelho APC Anti-Humano CD172a/SIRPα
Observações/Apelido	BIT; MFR; P84; SIRP; MYD-1; SHPS1; CD172A; PTPNS1
Espécie	Humano
GeneID	140885
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 31-370 do CD172a/SIRPα humano (NP_542970.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	CF (Citometria de Fluxo)
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P78324
Peso Proteico	55kDa
Transporte	Em saco de gelo