

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Cd177 Humano Conjugado A Apc Para Citometria De Fluxo - Q8N6Q3

Número do item: CM0004474

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado a APC contra CD177 humano (PRV-1, NB1 GP). Validado para citometria de fluxo. Reage com humano. Adequado para pesquisa em neutrófilos e policitemia vera.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal de Coelho Anti-CD177 Humano Conjugado a APC
Observações/Apelido	NB1; PRV1; HNA2A; PRV-1; HNA-2a; NB1 GP
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	57126
GeneID	57126
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 22-407 do CD177 humano (NP_065139.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	CF
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q8N6Q3
Peso Proteico	15kDa/27kDa/46kDa
Envio	Em saco de gelo