

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Cd185/Cxcr5 Humano Conjugado Com Apc Para Fc - P32302

Número do item: CM0010017

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com APC direcionado ao CD185/CXCR5 humano (BLR1), um receptor de quimiocinas envolvido na migração de células B e no linfoma. Validado para citometria de fluxo. Proteína de membrana de aproximadamente 42 kDa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	mAb de coelho anti-CD185/CXCR5 humano conjugado com APC
Observações/Alíás	BLR1; CD185; MDR15
Espécie	Humano
ID do gene (humano)	643
ID do gene	643
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-47 do CD185/CXCR5 humano (NP_033981.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade cruzada	Humano
SWISS	P32302
Peso da proteína	42 kDa
Envio	Bolsa de gelo