

Anticorpo Monoclonal Apc Coelho Anti-Humano Cd196/Ccr6 Para Fc - P51684

Número do item: CM0005074



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com APC contra CD196/CCR6 humano, validado para citometria de fluxo (FC). Ideal para o estudo do tráfego de células imunes mediado por receptor de quimiocina e da inflamação.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	APC Coelho anti-Humano CD196/CCR6 mAb
Observações/Alias	BN-1; DCR2; DRY6; CCR-6; CD196; CKRL3; GPR29; CKR-L3; CMKBR6; GPRCY4; STRL22; CC-CKR-6; C-C CKR-6
Espécie	Humano
GeneID (humano)	1235
GeneID	1235
Imunógeno	Proteína recombinante
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P51684
Peso da Proteína	42kDa
Envio	Bolsa de gelo