


Anticorpo Monoclonal Apc Coelho Anti-Humano Cd1B Para Citometria De Fluxo - P29016

Número do item: CM0005125



introdução

Anticorpo Monoclonal APC Coelho anti-Humano CD1B para FC. Específico para humanos, validado para citometria de fluxo, direcionado a CD1B (P29016), uma glicoproteína de superfície de células T que apresenta antígenos lipídicos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb APC Coelho anti-Humano CD1B
Observações/Alias	R1; CD1; CD1A
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	910
GeneID	910
Imunógeno	Proteína recombinante
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P29016
Peso da Proteína	37 kDa/30 kDa
Envio	Bolsa de gelo