


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Humano Cd1C Conjugado A Apc Para Citometria De Fluxo - P29017

Número do item: CM0010711



introdução

Anticorpo monoclonal recombinante de coelho anti-CD1c humano (BDCA1) conjugado a APC, validado para citometria de fluxo. Detecta uma glicoproteína apresentadora de antígenos lipídicos em células imunes, adequado para pesquisa em imunologia e células dendríticas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	APC Rabbit anti-Human CD1c mAb
Observações/Apelidos	R7; CD1; CD1A; BDCA1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	911
ID do Gene	911
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 19-298 do CD1c humano (NP_001756.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P29017
Peso Molecular da Proteína	38kDa
Transporte	Bolsa de gelo