


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Cd209/Dc-Sign Humano Conjugado Com Apc Para Fc - Q9Nnx6

Número do item: CM0009803



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com APC direcionado ao CD209/DC-SIGN humano (Q9NNX6). Validado para citometria de fluxo, permite a detecção precisa de células dendríticas e o estudo da resposta imune, do reconhecimento de patógenos e das interações hospedeiro-patógeno.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	mAb de coelho anti-CD209/DC-SIGN humano conjugado com APC
Observações/Alias	CDSIGN; CLEC4L; DC-SIGN; DC-SIGN1; hDC-SIGN
Espécie	Humana
ID do gene (humano)	30835
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 59-404 do CD209/DC-SIGN humano (NP_066978.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade cruzada	Humana
SWISS	Q9NNX6
Peso da proteína	4kDa/18kDa/30kDa/33kDa/35kDa/37kDa/41kDa/43kDa/45kDa
Envio	Bolsa de gelo