


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Humano Cd213A1/IL-13R α 1 Conjugado Com Apc Para Fc - P78552

Número do item: CM0011514



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com APC que visa o CD213a1/IL-13R α 1 humano, validado para citometria de fluxo. Ideal para estudar a sinalização de IL-13/IL-4, a expressão de antígenos de câncer/testículo e a biologia de receptores de citocinas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal de Coelho anti-Humano CD213a1/IL-13R α 1 Conjugado com APC
Observações/Apelido	NR4; CT19; CD213A1; IL-13Ra
Espécie	Humano
GeneID	3597
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 29-343 do CD213a1/IL-13R α 1 humano (NP_001551.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P78552
Peso da Proteína	49kDa
Envio	Saco com gelo