

Anticorpo Monoclonal Anti-Humano Cd228/Mfi2 De Coelho Apc Para Citometria De Fluxo - P08582

Número do item: CM0005482



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com APC direcionado ao CD228/Melanotransferrina (MFI2) humano. Validado para citometria de fluxo, adequado para pesquisa de captação de ferro, melanoma e áreas relacionadas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	mAb Anti-Humano CD228/MFI2 de Coelho APC
Observações/Alias	MTF; MFI2; MTF1; CD228; MAP97
Espécie	Humano
GeneID (humano)	4241
GeneID	4241
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 20-708 do CD228/MFI2 humano (NP_005920.2).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	CF
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P08582
Peso Proteico	32kDa/80kDa
Envio	Bolsa de gelo