

Anticorpo Monoclonal Apc De Coelho Anti-Humano Cd244/2B4 Para Citometria De Fluxo - Q9Bzw8

Número do item: CM0012800

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com APC contra CD244/2B4 (SLAMF4) humano para citometria de fluxo. Reconhece o receptor de células natural killer 2B4 envolvido na ativação de células NK. Validado em amostras humanas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	APC Rabbit anti-Human CD244/2B4 mAb
Observações/Apelido	2B4; NAIL; Nmrk; NKR2B4; SLAMF4
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	51744
ID do Gene	51744
Imunogénio	Proteína recombinante correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 22-221 do CD244/2B4 humano (NP_001160135.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q9BZW8
Peso da Proteína	42kDa
Envio	Saco de gelo