

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-CD27 Humano Conjugado A Apc Para Fc - P26842

Número do item: CM0010999



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho anti-CD27 humano conjugado a APC de alta qualidade (clone não especificado) validado para citometria de fluxo (FC). Adequado para estudar a expressão do receptor de ponto de verificação imunológico coestimulador em células T, células NK e células B em pesquisa de imunologia e oncologia.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal de Coelho Anti-CD27 Humano APC
Observações/Apelido	T14; S152; Tp55; TNFRSF7; S152, LPFS2
Espécie	Humano
GeneID	939
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo os aminoácidos 21-192 do CD27 humano (NP_001233.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P26842
Peso Proteico	29kDa
Envio	Saco de gelo