

Anticorpo Monoclonal Coelho Apc Anti-Humano Cd270/Hvem Para Citometria De Fluxo - Q92956

Número do item: CM0011155



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com APC contra CD270/HVEM (TNFRSF14) humano, projetado para aplicações de citometria de fluxo em pesquisa de imunologia e virologia. Detecta CD270 endógeno em células imunes.

[Saiba mais](#)

Especificação	Detalhes
Nome do Produto	APC Rabbit anti-Human CD270/HVEM mAb
Apelido	TNFRSF14; ATAR; CD270; HVEA; HVEM; LIGHTR; TR2; membro 14 da superfamília dos receptores de TNF
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	8764
Imunógeno	Proteína recombinante; proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 39-162 do CD270/HVEM humano (NP_003811.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpo Monoclonal
Aplicação	Citometria de Fluxo (FC)
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q92956
Peso da Proteína	21kDa/30kDa
Envio	Saco de gelo