

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Humano Cd271/Ngfr Conjugado A Apc Para Fc - P08138

Número do item: CM0008271



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho de alta qualidade conjugado a APC contra CD271/NGFR humano (p75NTR) para aplicações em citometria de fluxo. Ideal para estudar sinalização de neurotrofinas, desenvolvimento neuronal e apoptose.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal de Coelho Anti-Humano CD271/NGFR Conjugado a APC
Observações/Apelido	CD271; p75NTR; TNFRSF16; p75(NTR); Gp80-LNGFR
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	4804
GeneID	4804
Imunogênio	Proteína recombinante
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC (Citometria de Fluxo)
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P08138
Peso Proteico	35kDa/45kDa
Envio	Em saco de gelo