

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Cd275/B7-H2/Icosl Humano Conjugado A Apc Para Fc - O75144

Número do item: CM0011879



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra CD275 humano (ligante de ICOS) conjugado a APC e validado para citometria de fluxo. Ideal para o estudo da coestimulação de células T, da biologia dos checkpoints imunológicos e da diferenciação de células B. SWISS: O75144.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	mAb de coelho anti-CD275/B7-H2/ICOSL humano conjugado a APC
Observações/aliás	B7h; B7H2; GL50; B7-H2; B7RP1; CD275; ICOSL; LICOS; B7RP-1; ICOS-L
Espécie	Humana
GeneID	23308
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 19-256 de CD275/B7-H2/ICOSL humano (NP_056074.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade cruzada	Humana
SWISS	O75144
Peso da proteína	20 kDa/33 kDa/34 kDa
Envio	Bolsa de gelo