

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Humano Cd33 Conjugado Com Apc Para Citometria De Fluxo - P20138

Número do item: CM0009523



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com APC direcionado ao CD33 humano (Siglec-3, ID do gene 945), validado para citometria de fluxo. Ideal para o estudo de células da linhagem mieloide, microglia e blastos de LMA. SWISS: P20138.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	APC Coelho anti-Humano CD33 mAb
Observações/Apelido	p67; SIGLEC3; SIGLEC-3
Espécie	Humano
GeneID	945
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 18-259 do CD33 humano (NP_001763.3)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	Citometria de Fluxo (FC)
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P20138
Peso Proteico	40 kDa

Envio