


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Cd38 Humano Conjugado Com Apc Para Fc - P28907

Número do item: CM0012050



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com APC contra CD38 humano, adequado para citometria de fluxo. Tem como alvo a ADP-ribosil ciclase/cíclica ADP-ribose hidrolase 1 (P28907), envolvida na sinalização de cálcio e na ativação de linfócitos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb de coelho anti-CD38 humano conjugado com APC
Observações/Alias	ADPRC1; cADPR1; ADPRC 1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	952
ID do Gene	952
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 43-300 do CD38 humano (P28907).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P28907
Peso da Proteína	13kDa/34kDa
Envio	Bolsa de gelo