

Anticorpo Monoclonal De Coelho Apc Anti-Cd42B Humano Para Fc - P07359

Número do item: CM0004068



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com APC direcionado ao CD42b humano (GP1BA). Validado para citometria de fluxo (FC). Adequado para pesquisa de função plaquetária, trombose e hemostasia.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal de Coelho APC Anti-CD42b Humano
Observações/Apêndice	GP1BA; BDPLT1; BDPLT3; BSS; CD42B; CD42b-alfa; DBPLT3; GP1B; GPIbA; GPIbaalfa; VWDP; cadeia alfa da glicoproteína Ib plaquetária
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	2811
GeneID	2811
Imunogênio	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 15-531 do CD42b humano (NP_000164.5).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P07359
Peso Proteico	72kDa
Envio	Saco de gelo