


Anticorpo Monoclonal Apc Coelho Anti-Humano Cd44 Para Fc - P16070

Número do item: CM0011986



introdução

Anticorpo monoclonal recombinante de coelho conjugado com APC dirigido ao CD44 humano (P16070), validado para citometria de fluxo. Ideal para estudos de homing, adesão e migração de linfócitos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb APC Coelho anti-Humano CD44
Observações/Alias	IN; LHR; MC56; MDU2; MDU3; MIC4; Pgp1; CDW44; CSPG8; H-CAM; HCELL; ECM-III; HUTCH-1; HUTCH-I; ECMR-III; Hermes-1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	960
GeneID	960
Imunogênio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 20-178 do CD44 humano (NP_000601.3).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P16070
Peso da Proteína	82kDa
Envio	Bolsa de gelo