

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Cd45Rb Humano Conjugado Com Apc Para Fc - P08575-9

Número do item: CM0011049

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com APC contra CD45RB humano (isoforma 7 de PTPRC) para citometria de fluxo. Detecta CD45RB humano, o antígeno leucocitário comum. Ideal para pesquisas de imunofenotipagem de células imunes.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	mAb de coelho anti-CD45RB humano conjugado com APC
Observações/Alias	LCA; LY5; B220; CD45; L-CA; T200; CD45R; GP180; IMD105
Espécie	Humano
ID do gene (humano)	5788
ID do gene	5788
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 26-463 do CD45RB humano (XP_006711537.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade cruzada	Humano
SWISS	P08575-9
Envio	Bolsa de gelo