

Anticorpo Monoclonal Apc Coelho Anti-Humano Cd48, Livre De Glicerol Para Citometria De Fluxo - P09326

Número do item: CM0009349



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado a APC contra CD48 humano (SLAMF2), livre de glicerol, validado para citometria de fluxo. Adequado para imunofenotipagem de células hematopoiéticas e estudos funcionais de interações imunes mediadas por CD48.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb APC Coelho anti-Humano CD48, livre de glicerol
Observações/Apelido	BCM1; BLAST; hCD48; mCD48; BLAST1; SLAMF2; MEM-102
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	962
GeneID	962
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 27-220 do CD48 humano (NP_001769.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	CF
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P09326
Peso Proteico	28kDa
Envio	Saco de gelo