


Anticorpo Monoclonal Apc Coelho Anti-Humano Cd66A/Ceacam1 Para Citometria De Fluxo - P13688

Número do item: CM0010968



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com APC direcionado a CD66a/CEACAM1 humano, validado para citometria de fluxo. Útil para perfilagem de células imunes, estudos de células T, células NK e células tumorais. Reconhece CEACAM1 humano.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb APC Coelho anti-Humano CD66a/CEACAM1
Observações/Alias	CEACAM1; BGP; BGP1; BGPI; molécula de adesão celular relacionada ao antígeno carcinoembrionário 1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	634
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 35-428 de CD66a/CEACAM1 humano (NP_001703.2).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P13688
Peso da Proteína	58kDa
Envio	Bolsa de gelo